

Aufbewahrungslösungen für formstabile Kontaktlinsen

Handelsname	Vertrieb/Hersteller	Konservierungsstoff (mg/ml)	oberflächenaktive Substanzen (mg/ml)	Puffer (mg/ml)	Sonstiges (mg/ml)	als System mit
TotalCare Aufbewahrungslösung	AMO	Polyhexanid (0.005)	Hydroxyethylcellulose (6)	Phosphatpuffer	EDTA (0.1)	TotalCare Reiniger und TotalCare Proteinentferner
Concare Aufbewahrungslösung	Ascon/Disop	Polyhexanid (0.004)	HPMC Poloxamer		EDTA (1)	Concare Reiniger
Boston Advance Aufbewahrungslösung Comfort Formula	Bausch & Lomb/ Boston Polymer Technology	Polyaminopropylbiguanid (0.005) Chlorhexidinglukonat (0.03)	Hydroxypropylmethylcellulose Polyvinylalkohol Polyethylenglycolderivat Polyquaternium 10 (1)	Natriumphosphat	EDTA (0.5)	Boston Cleaner Advance
Futuro Clean A	Conil/Oté Pharma	PHMB (0.001)	PVA HPMC			Futuro Clean R
Futuro Lens Aqua B5 Aufbewahrung	Conil/Barnaux	Polyhexanid (0.001)	PVA, HPMC		EDTA (0.1) Dexpanthenol	Futuro Lens Aqua Reiniger
Contopharma Aufbewahrungs- und Abspüllösung	Contopharma	Chlorhexidinglukonat (0.05) Thiomersal (0.01)			EDTA	Contopharma Reinigungslösung
GPHCL Spülen S	Contopharma	Sorbinsäure E200 (1.5)	PVP (15)		EDTA (0.1)	GPHCL R PVP setzt sich zusammen aus: Polyvidon K25 (10) Polyvidon K90 (5)
Lobob Aufbewahrung	Prolens/Sauflon	Polyhexanid (0.001)				Lobob Reiniger
Durasol	Rothschild/Disop	Polyhexanid (0.004)	HEC Poloxamer		EDTA (1)	Durasol Reiniger
Oté Fine	Rothschild/Oté	Polyhexanid (0.002)	Polysorbat 80 HPMC			
Perfect Aqua Plus Aufbewahrung	Rothschild/Lapis Lazuli	Bio-Polydol 2 (0.0015)	Tenside		Allantoin Hyaluronsäure EDTA (0.1)	Proclean